



TRØGT-FOR-HJERTET

Hold din hjertestarter klar til brug

AED serienummer: _____

Producent: _____

Model: _____

Tjek følgende datoer grundigt

Elektroder: Udløb sæt 1: _____ Udløb sæt 2: _____

Batteri: Dato installeret _____

Batteri: Holdbarheds længde _____

Batteri: Udløbsdato (Skal udskiftes inden da) _____

Tjek månedligt

Status indikator ok?

Batteri ok?

Elektroder ok?

Dato

Af hvem?

Dato

Af hvem?
